

# FEI Vitrobot

操作地點：跨領域大樓 B2 A11 室

儀管人員：張淵智 博士 / 黃慧茹 小姐

適用範圍：冷凍電顯或低溫斷層攝影之初階研究、脂質體、Polymer 等

## 操作注意

因配件昂貴且易損壞，故須嚴格規範與教學。

- 每台 Vitrobot 都有其專用工具，請勿交換使用。(以免影響其他使用者，或是工具損傷時難以釐清責任。)
- 未依操作指示而使機器設備損壞時，請照價賠償。如拒絕賠償，該實驗室永久停權。
  - 鑷子：單價 NTD 80,000 元。
  - 冷凍碗：單價 NTD 100,000 元。

請遵守在預約時間內使用完畢，並請保留最後 30 分鐘將工具分開回溫晾乾，以利下一位使用者使用。

- 請確實填寫使用紀錄本，用畢後將使用區域整理乾淨。
  - Pipet：請調回最大刻度。
  - 乙烷：用畢後請確實關閉。
  - 工具：請分開回溫晾乾。
  - 垃圾：請自行帶走或置於垃圾桶。

## 樣品保存

- 請保持 grid 平整，折損的 grid 無法上機。



錯誤示範：工具未分開回溫晾乾

