


**Q4. 樣品為脂質體 Liposome/外泌體 Exosome/聚合體 Polymer 應該申請哪台機器？**

A4. 此類樣品需先以 Vitrobot 製備冷凍樣品( cryo-girds )，然後建議以 CEM2-TF20 收取影像數據。線上預約前，請先詳閱官網說明後與儀管人員聯繫 TEL: 02-2787-2572，以利溝通進行。

- 線上預約時，請以“案件申請”送件，非“設備預約”方式提交申請。



中央研究院冷凍電子顯微鏡設施  
**ASCEM** Academia Sinica Cryo-EM Facility

“設備預約”為設施管理使用 “Reservation” is for staff only.  
使用者請直接填送“案件申請” User directly submits a “Service Request”.

設備預約 案件申請

您好，ASCEM 現在時間是：2025/02/27 16:49:07 English | 修改個人資料 | 變更密碼 | 登出系統

▶ 案件 ( 新申請, 待處理, 未結案, 已結案, 綜合查詢 )